

Instrukcja obsługi sterylizatora S-01

WPROWADZENIE

Sterylizator kulkowy S-01, z funkcją szybkiej i częstej sterylizacji, został zaprojektowany specjalnie dla salonów piękności. Służy do sterylizacji sprzętu fryzjerskiego i kosmetycznego, metalowych narzędzi i elementów itp.

ZASADY DZIAŁANIA

Zastosowanie szklanych kulek, które wolno oddają ciepło do otoczenia, wspomaga utrzymanie właściwej temperatury dla procesu sterylizacji.

Po włączeniu urządzenia, wyświetlacz pokazuje „8.8” przez 5 sekund, następnie nic nie wyświetla, a na koniec wyświetla „--”. Sterylizator jest gotowy do użycia.

Nacisnąć włącznik jeszcze raz. Pojawi się dźwięk brzęczka, a wyświetlacz pokaże „15”. Rozpoczyna się proces nagrzewania. Po 15 minutach urządzenie osiąga odpowiednią temperaturę i jest gotowe do sterylizacji. Po 40 minutach urządzenie osiąga najwyższą temperaturą dla procesu sterylizacji.

ZASADY OBSŁUGI

1. Włączyć urządzenie (zapala się lampka kontrolna). Nacisnąć włącznik ponownie (pojawia się dźwięk brzęczka). Rozpoczyna się proces nagrzewania. Używane po raz pierwszy urządzenie potrzebuje 15 minut na rozgrzanie. Wyświetlacz pokazuje „15.” (fot. 1). Od tego momentu włącznik jest zablokowany i nie może być użyty.



2. Po nagraniu urządzenie jest gotowe do sterylizacji (trójrotnie pojawia się dźwięk brzęczka). Wyświetlacz pokazuje „00” (fot. 2). Nacisnąć włącznik w celu rozpoczęcia sterylizacji. Jednorazowo, urządzenie potrzebuje 20 sekund na sterylizację. Po zakończeniu procesu trójrotnie pojawia się dźwięk brzęczka. Sterylizator jest gotowy do ponownego użycia i powtórnie wyświetla „00” (fot. 2).



3. Sterylizator posiada wbudowaną funkcję zabezpieczenia. Od momentu włączenia zabezpieczenie na 8 godzin zapobiega nagrzewaniu się urządzenia. W tym przypadku pięciokrotnie pojawia się dźwięk brzęczka, a wyświetlacz pokazuje „- -” (fot. 3). Jeśli licznik nie zatrzyma się po 8 godzinach, poczekać na zakończenie pracy urządzenia. Po tym zabezpieczenie wyłączy proces nagrzewania.



4. Gdy po 8 godzinach wymagana jest dalsza praca urządzenia: włączyć sterylizator i po 1 sekundzie zrestartować. Urządzenie ponownie potrzebuje 15 minut na rozgrzanie.

UWAGA

1. Nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach np. w łazience.
2. Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni w wietrzonych pomieszczeniach.
3. Przed sterylizacją oczyścić przygotowane metalowe narzędzia i elementy.
4. Codziennie po użyciu wyczyścić szklane kulki i wewnętrzny pojemnik.
5. Nie używać szklanych kulek, gdy nastąpiło ich uszkodzenie. Utrudni to czyszczenie urządzenia.

OSTRZEŻENIE

1. Przed włączeniem zamocować szklane kulki.
2. Nie wolno okrywać włączonego urządzenia materiałem, plastikową torbą, itp.
3. Nie wolno sterylizować narzędzi nieodpornych na działanie wysokich temperatur np. plastikowych noży.